



Date de création : **11/02/2021**
Dernière Mise à jour : **09/09/2021**
Version : 1

POT DROIT 80ML

| Référence article | GR01080BA | GR01080BB | GR01080RG |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| Description | POT DROIT 80ML PP AVEC BOUCHON INVOLABLE | | |
| Volume | 80ml | | |
| Graduation | Dans la masse en ml et oz | | |
| Matière | Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène | | |
| Code couleur (bouchon) | blanc | bleu | rouge |
| Code couleur (pot) | naturel | bleu | naturel |
| Ø inférieur (mm) | 51 | | |
| Ø supérieur (mm) | 53 | | |
| Hauteur sans bouchon (mm) | 61 | | |
| Hauteur totale (mm) | 69 | | |
| Conditionnement | Boite de 500 | | |

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.