



Date de création : **24/12/2020**
Dernière Mise à jour : **20/09/2021**
Version : 2

POT DROIT 125ML PP AVEC BOUCHON INVIOLEABLE

Référence article	GR01125BA	GR01125BB	GR01125RG
Description	POT DROIT 125ML BOUCHON A VIS AVEC BAGUE D'INVIOLEABILITE		
Volume	125 ml sous le pas de vis 160 ml volume total		
Graduation	De 20 ml à 120 ml et de 0 OZ à 4 OZ		
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.		
Code couleur (bouchon)	blanc	bleu	rouge
Code couleur (pot)	naturel	bleu	naturel
Ø intérieur (mm)	51		
Hauteur (mm)	82		
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection		
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.