



Date de création : **24/12/2020**  
Dernière Mise à jour : **20/09/2021**  
Version : 2

**POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON INVIOLEABLE**

Référence article	GR01180BA	GR01180BB	GR01180RG
Description	POT DROIT 180ML BOUCHON A VIS AVEC BAGUE D'INVIOLEABILITE		
Volume	180 ml sous le pas de vis 200 ml volume total		
Graduation	De 20 ml à 160 ml et de 0 OZ à 5 OZ		
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.		
Code couleur (bouchon)	blanc	bleu	rouge
Code couleur (pot)	naturel	bleu	naturel
Ø intérieur (mm)	51		
Hauteur (mm)	102		
Conditionnement	330 pots/carton dans un sursac de protection		
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C		

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*