



Date de création : **17/09/2021**  
Dernière Mise à jour : **17/09/2021**  
Version : **0**

**SACHET ZIP**

<b>Référence article</b>	<b>GR02032</b>
<b>Description</b>	SACHET ZIP SANS POCHE PE 200x320MM 50µm STERILE S/50 BTE 1000
<b>Dimensions (mm)</b>	200 x 320 Epaisseur 50µm
<b>Matière</b>	polyéthylène
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Stérilisation</b>	gamma stérilisation à 15 Kgy
<b>Durée de vie</b> (*condition idéal de stockage)	3 ans date de production*
<b>Conditionnement</b>	1000 sous sachet de 50

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*