



Date de création : 02/09/2020  
Dernière Mise à jour : 30/11/2020  
Version : 1

**PIPETTE DE SEROLOGIE A USAGE UNIQUE STERILE**



<b>Référence article</b>	<b>GR05001</b>
<b>Description</b>	PIPETTE SEROLOGIQUE 50 ML
<b>Volume (précision)</b>	50 ml (± 3 % REMPLISSAGE TOTAL)
<b>Graduation</b>	1/2 Graduation positive et négative
<b>Matériel</b>	100 % Polystyrène vierge
<b>Code couleur</b>	Noir
<b>Dimensions</b>	
<b>Détails</b>	Non pyrogénique
<b>Stérilisation</b>	Par irradiation
<b>Durée de vie</b> (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*
<b>Conditionnement</b>	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 100

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GR05001

novembre 20