



Date de création : **27/05/2021**
Dernière Mise à jour : **27/05/2021**
Version : **0**

ECOUVILLON STERILE

Référence article	GR112106	GR112107
Description	Ecouvillon stérile	
Matériel	Tube cap : plastique Tige : Bois Embout : Viscose	Tube cap : plastique Tige : plastique Embout : Viscose
Dimensions	13x178 mm	
Détails	Non pyrogénique	
Stérilisation	EO stérilisation	
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*	
Conditionnement	Boite de 1200	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.