



<b>Grosseron</b> <i>Collection</i>	<b><u>TUBE A FOND ROND NON BOUCHE</u></b>
<b>Référence</b>	GR112109
<b>Matière</b>	polystyrène
<b>Couleur tube</b>	naturel
<b>Volume (ml)</b>	3
<b>Hauteur (mm)</b>	70
<b>Diamètre (mm)</b>	11
<b>Conditionnement</b>	6000 sous sachets de 250

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GR112109

juillet 21