



		<u>TUBE A FOND ROND NON BOUCHE</u>	
Référence	GR112116		
Matière	polystyrène		
Couleur tube	naturel		
Volume (ml)	5		
Graduation	à 3ml		
Hauteur (mm)	75		
Diamètre (mm)	13		
Conditionnement	4500		
Informations complémentaires	avec rebord		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.