



Grosseron Collection		<u>TUBE A FOND ROND AVEC BOUCHON</u>	
<b>Référence</b>	GR112124	GR112125	
<b>Matière</b>	tube en polypropylène bouchon en polyéthylène	tube en polystyrène bouchon en polyéthylène	
<b>Couleur tube</b>	naturel		
<b>Couleur bouchon</b>	rouge		
<b>Volume (ml)</b>	5		
<b>Graduation</b>	2.5 – 5ml		
<b>Hauteur (mm)</b>	86		
<b>Diamètre (mm)</b>	12		
<b>Conditionnement</b>	1500		
<b>Stérilisation</b>	par irradiation		
<b>Durée de vie</b> <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de fabrication*		

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*