



Grosseron Collection		<u>TUBE A FOND ROND AVEC BOUCHON ENTRANT</u>	
Référence	GR112126	GR112127	
Matière	tube en polypropylène bouchon en polyéthylène	tube en polystyrène bouchon en polyéthylène	
Couleur tube	naturel		
Couleur bouchon	rouge		
Volume (ml)	10		
Graduation	2.5 – 5 – 10ml		
Hauteur (mm)	100		
Diamètre (mm)	16		
Conditionnement	800 sous sachet de 400	800 en vrac	
Stérilisation	par irradiation		
Durée de vie <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de fabrication*		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.