



Grosseron Collection		<b>BOUCHON ENTRANT POUR TUBE ESSAI Ø12-13</b>	
<b>Référence</b>	GR112128	GR112129	
<b>Matière</b>	polyéthylène		
<b>Couleur bouchon</b>	blanc	rouge	
<b>Hauteur (mm)</b>	18.75		
<b>Diamètre inférieur (mm)</b>	10.7		
<b>Diamètre du tube correspondant (mm)</b>	12-13		
<b>Conditionnement</b>	4000		

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*