



Grosseron <i>Collection</i>	<u>BOUCHON ENTRANT POUR TUBE ESSAI Ø16</u>	
Référence	GR112130	GR112131
Matière	polyéthylène	
Couleur bouchon	blanc	rouge
Hauteur (mm)	20	
Diamètre inférieur (mm)	15	
Diamètre du tube correspondant (mm)	16	
Conditionnement	4000	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.