



		BOITE DE PETRI CARREE 120*120MM HAUTEUR 15MM	
Référence	GR112142	GRS12142	
Matière	Polystyrène		
Dimensions	Hauteur : 15 mm Diamètre : 120*120 mm		
Ergots	4		
Quantité par sachet	10		
Conditionnement	240 boîtes / carton sous sachet de 10		
Stérilisation	NA	Par irradiation	
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de fabrication*		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.