

| | | | |
|--|------------------------|-------------------|---|
|  | FICHE TECHNIQUE | |  |
| | Date de création : | 25/08/2021 | |
| | Dernière Mise à jour : | 29/09/2021 | |
| | Version : | 2 | |

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | BOITE DE PETRI CONTACT 65MM HAUTEUR 14MM | |
| Référence | GR112143 | GRS12143 |
| Matière | Polystyrène | |
| Dimensions | Hauteur : 14 mm Diamètre : 65 mm | |
| Ergots | 3 | |
| Quantité par sachet | 10 | |
| Conditionnement | 800 boîtes / carton sous sachet de 10 | |
| Stérilisation | NA | Par irradiation |
| Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i> | 3 ans date de fabrication* | |

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR112143 – GRS12143

octobre 21