



PIPETTE PASTEUR NON STERILE USAGE UNIQUE



Référence	GR210501	GR210502	GR210503	GR210505	GR210510
Matière	Polyéthylène Basse densité				
Couleur	Naturel				
Volume (ml)	1	2	3	5	10
Longueur (mm)	145	150	162	200	280
Volume des gouttes (µl)	40	40	40	50	60
Conditionnement	500	500	500	250	100
Informations complémentaires :	Non stérile Graduation moulée Emballé en vrac				

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.