



Date de création : 29/09/2020  
Dernière Mise à jour : 09/09/2021  
Version : 2

**ETALEUR FORME « L » USAGE UNIQUE**



Référence	GR43001	GR43002	GR43003	GR43004
Matière	100 % Polypropylène modifié			
Emballage	Pelable papier / plastique			
Couleur	Blanc			
Quantité par sachet	1	5	25	50
Conditionnement	300	500	750	750
Stérile	Stérilisé par Oxyde d'éthylène			
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans après la date de fabrication*			
Dimensions				

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*