
	<p align="center"><u>Pointe à Filtre Grosseron Collection</u></p>
<p>Référence</p>	<p align="center">GR71000</p>
<p>Désignation</p>	<p align="center">POINTES 1000µL FILTRE STERILE NATUREL GRADUE RACK 100 PAR 10</p>
<p>Composition</p>	<p align="center">Polypropylène, Résine 100% vierge Grade médical Rack en polypropylène</p>
<p>Volume</p>	<p align="center">1000 µL</p>
<p>Couleur</p>	<p align="center">Clair</p>
<p>Stérilisation</p>	<p align="center">Irradiation E-beam, SAL 10⁻⁶</p>
<p>Informations</p>	<p align="center">Certifiés sans DNase/RNase ni ADN Non pyrogène Résistante aux températures -80°C à +121°C Autoclavable à 121°C/15psi</p>
<p>Dimensions</p>	
<p>Durée de vie* <i>(* condition idéale de stockage)</i></p>	<p align="center">5 ans après la date de production</p>
<p>Conditionnement</p>	<p align="center">100 pointes / rack 10 racks par boîte</p>
<p>Contrôle qualité</p>	<p align="center">Chaque lot est échantillonné et inspecté en accord avec la procédure opérationnelle normalisée</p>
<p>Information diverses</p>	<p align="center">A usage unique</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.