



Référence	GR99011	GR99012
Matériel	Polystyrène	
Dimensions	90 mm de diamètre 14.1mm hauteur	
Ergots	3	
Quantité par sachet	20	
Conditionnement	600 boites / carton sous sachet de 20 et sursac de protection	
Stérile	Aseptique	Stérile
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	5 ans après la date de fabrication*	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.