



Date de création : **22/04/2021**
Dernière Mise à jour : **22/04/2021**
Version : **0**

FILTRE HYDROPHOBE PTFE 0.2µm PAR 5

Référence article	GR99996
Description	FILTRE HYDROPHOBE PTFE 0.2µm PAR 5
Matière	Teflon® polytetrafluoroethylene
Volume total de filtration	0.6ml
Volume mort	<65µl
Surface filtrante	490 mm ²
Pression max	7 bar
Ø (mm)	25
Taille pores (µm)	0.2
Stérilité	Non stérile
Conditionnement	Boite de 5

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.