

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	07/12/2020	
	Dernière Mise à jour :	19/01/2021	
	Version :	1	

	<u>POT CONIQUE 125ML</u>	
Référence article	GRC0125RG	GRC0125BA
Description	POT CONIQUE 125ML PP AVEC BOUCHON	
Volume	120	
Graduation	Tous les 10 ml jusqu'à 100 ml	
Matériel	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène	
Code couleur (bouchon)	rouge	blanc
Ø inférieur (mm)	47.9	
Ø supérieur (mm)	56	
Hauteur sans bouchon (mm)	71.5	
Hauteur totale (mm)	71.8	
Conditionnement	Boite de 300	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRC0125RG-BA

janvier 21