



Grosseron <i>Collection</i>	<u>POT CONIQUE 125ML STERILE</u>
Référence article	GRCI125RG
Description	POT CONIQUE 125ML PP STERILE AVEC BOUCHON EMBALLAGE INDIVIDUEL
Volume	120
Graduation	Tous les 10 ml jusqu'à 100 ml
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène
Code couleur (bouchon)	rouge
Ø inférieur (mm)	47.9
Ø supérieur (mm)	56
Hauteur sans bouchon (mm)	71.5
Hauteur totale (mm)	71.8
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie <i>(* condition idéale de stockage)</i>	5 ans date de fabrication*
Conditionnement	Boite de 250 pots en emballage individuel

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.