



Date de création : **18/03/2021**
Dernière Mise à jour : **18/03/2021**
Version : **0**

POT DROIT 40ML

Référence article	GRL0030BA	GRL0030RG
Description	POT DROIT 40ML PP BOUCHON AVEC SPTULE	
Volume	40 ml	
Graduation	Tous les 5 ml jusqu'à 30 ml	
Matériel	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène	
Code couleur (bouchon)	blanc	rouge
Ø inférieur (mm)	28.2	
Ø supérieur (mm)	29.1	
Hauteur sans bouchon (mm)	81	
Hauteur totale (mm)	82	
Conditionnement	Boite de 700 avec sursac	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.