



**POT DROIT 80ML AVEC BOUCHON PREVISSE**

<b>Référence article</b>	<b>GRP1080RG</b>
<b>Description</b>	POT DROIT 80ML BOUCHON A VIS PREVISSE AVEC BAGUE D'INVOLABILITE
<b>Volume</b>	80 ml sous le pas de vis
<b>Graduation</b>	en ml et de en OZ
<b>Matière</b>	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
<b>Code couleur (bouchon)</b>	rouge
<b>Code couleur (pot)</b>	naturel
<b>Ø intérieur (mm)</b>	51
<b>Hauteur (mm)</b>	61
<b>Conditionnement</b>	500 pots/carton
<b>Autre</b>	Température d'utilisation -20° / +120° C

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*