



POT DROIT 125ML AVEC BOUCHON PREVISSE

Référence article	GRP1125RG
Description	POT DROIT 125ML BOUCHON A VIS PREVISSE AVEC BAGUE D'INVIOABILITE
Volume	125 ml sous le pas de vis 160 ml volume total
Graduation	De 20 ml à 120 ml et de 0 OZ à 4 OZ
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Code couleur (bouchon)	rouge
Code couleur (pot)	naturel
Ø intérieur (mm)	51
Hauteur (mm)	82
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.