



Date de création : **24/12/2020**  
Dernière Mise à jour : **20/09/2021**  
Version : 3

**POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON INVIOLEABLE PREVISSE**

<b>Référence article</b>	<b>GRP1180RG</b>
<b>Description</b>	POT DROIT 180ML BOUCHON PREVISSE AVEC BAGUE D'INVIOLEABILITE
<b>Volume</b>	180 ml sous le pas de vis 200 ml volume total
<b>Graduation</b>	De 20 ml à 160 ml et de 0 OZ à 5 OZ
<b>Matière</b>	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
<b>Code couleur (bouchon)</b>	rouge
<b>Code couleur (pot)</b>	naturel
<b>Ø intérieur (mm)</b>	51
<b>Hauteur (mm)</b>	102
<b>Conditionnement</b>	330 pots/carton dans un sursac de protection
<b>Autre</b>	Température d'utilisation -20° / +120° C

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*