



|  |  |
|--|--|
| <b>Grosseron</b><br><i>Collection</i>                          | <b><u>POT DROIT 60ML STERILE</u></b>         |
| <b>Référence article</b>                                       | <b>GRS0060RG</b>                             |
| <b>Description</b>   | POT DROIT 60ML PP STERILE AVEC BOUCHON       |
| <b>Volume</b>  |  |
| <b>Graduation</b>  | Tous les 5 ml jusqu'à 50 ml                  |
| <b>Matériel</b>  | Pot en polypropylène<br>Bouchon polyéthylène |
| <b>Code couleur (bouchon)</b>                                  | rouge  |
| <b>Ø inférieur (mm)</b>  | 37.3   |
| <b>Ø supérieur (mm)</b>  | 38.2   |
| <b>Hauteur sans bouchon (mm)</b>                               | 63.3   |
| <b>Hauteur totale (mm)</b>                                     | 64.3   |
| <b>Stérilisation</b>   | Par irradiation                              |
| <b>Durée de vie</b><br><i>(* condition idéale de stockage)</i> | 5 ans date de fabrication*                   |
| <b>Conditionnement</b>   | Boite de 600 avec sursac                     |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*