



Date de création : **11/02/2021**
Dernière Mise à jour : **09/09/2021**
Version : 2

POT DROIT 125ML AVEC BOUCHON

Référence article	GRS0125RG
Description	POT DROIT 125ML PP STERILE BOUCHON A VIS STANDARD
Volume	125 ml sous le pas de vis 160 ml volume total
Graduation	De 20 ml à 120 ml et de 0 OZ à 4 OZ
Matière	Pot en polypropylène Bouchon en polyéthylène haute densité
Code couleur (bouchon)	rouge
Code couleur (pot)	naturel
Ø intérieur (mm)	51
Hauteur (mm)	82
Conditionnement	410 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.