



Date de création : **11/02/2021**  
Dernière Mise à jour : **09/09/2021**  
Version : 2

**POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON**

Référence article	GRS0180RG	GRS0180BB
Description	POT DROIT 180ML PP STERILE BOUCHON A VIS STANDARD	
Volume	180 ml sous le pas de vis 200 ml volume total	
Graduation	De 20 ml à 160 ml et de 0 OZ à 5 OZ	
Matière	Pot en polypropylène Bouchon en polyéthylène haute densité	
Code couleur (bouchon)	rouge	bleu
Code couleur (pot)	naturel	bleu
Ø intérieur (mm)	51	
Hauteur (mm)	102	
Conditionnement	330 pots/carton	
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C	
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton	
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*	

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*