



Date de création : **11/02/2021**
Dernière Mise à jour : **20/09/2021**
Version : 3

Grosseron Collection		<u>POT DROIT 80ML</u>		
Référence article	GRS1080BA	GRS1080BB	GRS1080RG	
Description	POT DROIT 80ML STERILE PP AVEC BOUCHON INVIOLEBLE			
Volume	80ml			
Graduation	Dans la masse en ml et oz			
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.			
Code couleur (bouchon)	blanc	bleu	rouge	
Code couleur (pot)	naturel	bleu	naturel	
Ø inférieur (mm)	51			
Ø supérieur (mm)	53			
Hauteur sans bouchon (mm)	61			
Hauteur totale (mm)	69			
Conditionnement	Boite de 500			
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton			
Durée de vie <i>(* condition idéale de stockage)</i>	3 ans date de fabrication*			

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.