



GRANDE CUILLIERE BLEUE

Référence	GRS1708
Description	GRANDE CUILLIERE PS BLEU 8ml SOUS SACHET UNITAIRE IONISE BTE 1500
Matière	Polystyrène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Longueur 150 mm Largeur 35 mm
Couleur	Bleue
Caractéristiques physiques	-40° / + 65° Dur
Contenance	8 ml
Conditionnement	Sachet unitaire Carton de 1500
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans après la date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.