



<p>Grosseron Collection</p>	<p align="center"><u>COUTEAU SCALPEL BLEU</u></p>
<p>Référence</p>	<p align="center">GRS1709</p>
<p>Description</p>	<p align="center">COUTEAU SCALPEL PS BLEU SOUS SACHET UNITAIRE IONISE BTE 1400</p>
<p>Matière</p>	<p align="center">Polystyrène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Dimensions</p>	<p align="center">Longueur 175mm Largeur 30 mm</p>
<p>Couleur</p>	<p align="center">Bleue</p>
<p>Caractéristiques physiques</p>	<p align="center">-40° / + 65° Dur</p>
<p>Conditionnement</p>	<p align="center">Sachet unitaire Carton de 1400</p>
<p>Stérilisation</p>	<p align="center">Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton</p>
<p>Durée de vie (* condition idéale de stockage)</p>	<p align="center">3 ans après la date de fabrication*</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.