

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	16/06/2022	
	Dernière Mise à jour :	16/06/2022	
	Version :	1	

	SACS DE BROYAGE FILTRE PLEINE PAGE NON TISSE 400 ML S/S 25
Référence	GRS4006
Matière	SAC : PET / PE FILTRE : PET
Dimensions	185 x 300 mm Epaisseur 0.072mm
Couleur	Transparent
Conditionnement	25 sacs par sachet, 25 sachets par carton soit 625 sacs
Stérilisation	par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFT10002RG

février 24