



POT 125 ML INVIOLEABLE EN PP A ANSE TELESCOPIQUE ET AMOVIBLE
BLEU STERILISE

Référence article	GRSA125BB
Description	Pot 125 ml gradué en PP inviolable à anse télescopique et amovible, stérilisé, sous sachet unitaire. Le pot peut être positionné horizontalement ou verticalement.
Volume	125ml
Graduation	Dans la masse de 20ml à 120 ml ou de 1 à 4 oz
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Code couleur (bouchon)	Bleu
Code couleur (pot)	Bleu translucide
Ø intérieur (mm)	51
Hauteur sans bouchon (mm)	82
Hauteur avec l'anse (mm)	300 mm en position courte et 400 mm en position longue
Conditionnement	Boite de 135 pièces
Stérilisation	Ionisation par rayonnement béta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque
Traçabilité	Le pot et le sachet unitaire sont identifiés par un numéro de lot et une date de péremption.
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.