

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	16/06/2022	
	Dernière Mise à jour :	16/06/2022	
	Version :	1	

	FLACON CARREE 250 ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM EN SACHET UNITAIRE
Référence	GTI02501RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 65*63 mm Hauteur 101 mm
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	160 / carton en sachet unitaire
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 5 mg minimum dans 250 ml
Stérilisation	par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFT10002RG

novembre 23