

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	16/06/2022	
	Dernière Mise à jour :	16/06/2022	
	Version :	1	

	FLACON CARREE 500 ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM EN SACHET UNITAIRE
Référence	GTI05001RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	144 / carton en sachet unitaire
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 10 mg minimum dans 500 ml
Stérilisation	par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFT10002RG

novembre 23