



	<p align="center">FLACON CARREE 1000 ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM EN SACHET UNITAIRE</p>
<p align="center">Référence</p>	<p align="center">GTI10001RG</p>
<p align="center">Matière</p>	<p align="center">Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p align="center">Dimensions</p>	<p align="center">Base 94*76 mm Hauteur 192 mm</p>
<p align="center">Type fermeture</p>	<p align="center">Auto-jointante, Inviolable</p>
<p align="center">Diamètre d'ouverture</p>	<p align="center">50 mm</p>
<p align="center">Matière bouchon</p>	<p align="center">Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p align="center">Conditionnement</p>	<p align="center">80 / carton en sachet unitaire</p>
<p align="center">Concentration</p>	<p align="center">Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 20 mg minimum dans 1000 ml</p>
<p align="center">Stérilisation</p>	<p align="center">par irradiation</p>
<p align="center">Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i></p>	<p align="center">3 ans date de fabrication*</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.