


KERN 346-86

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 kg, Bloc, fonte laqué



Numéro d'article pour étalonnage
DAkks 962-643

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	180×85×93 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	346-060-600
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761361782
-----------------	---------------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	346

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	704,2254
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	59,512
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	5 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	250 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	3000

Forme de construction

Forme poids	Bloc
Dimensions poids (L×P×H)	155×78×84 mm
Matériau	fonte laqué

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-643
---	---------