


KERN 346-87

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc, fonte laqué



Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×110×120 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	10 kg
Poids d'expédition	10 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	346-070-600
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761361799
-----------------	---------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	346

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	1408,4507
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	119,024
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	10 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	500 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	3000

Forme de construction

Forme poids	Bloc
Dimensions poids (L×P×H)	193×95×108 mm
Matériau	fonte laqué

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-644
----------------------------------------	---------