



Désignation	FILTRE PLISSE QUALITATIF RAPIDE
Application	<i>Papier filtre qualitatif composé de linters de coton, de cellulose et de résine agréée FDA</i>
	<u>Spécifications Techniques :</u> • Poids 88g/m² (DIN 53104) • Epaisseur 0.18mm • Porosité 12-15µm • Vitesse de filtration 20 sec (DIN 53137) • Taux de cendre 0.05 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement >20 Kg/cm² <u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Huiles essentielles et industrielles - Chromate de plomb, sulfites d'arsenic, de plomb, de fer, de manganèse, d'argent...
Référence	0112P00026
Diamètre	185 mm
Conditionnement	Boîte de 100

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.