



Désignation	FILTRE PLISSE STANDARD RAPIDE USAGE POLYVALENT
Application	Papier filtre qualitatif composé à 100% de cellulose et de résine agréée FDA <u>Spécifications Techniques :</u> • Poids 73g/m² (DIN 53104) • Epaisseur 0.17mm • Porosité 17-30µm • Vitesse de filtration 22 sec (DIN 53137) • Taux de cendre 0.1 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement : 1.25 Kg/cm² <u>Domaines d'utilisations :</u> - Papier pour tous travaux de laboratoires (écoles, lycées) - Protection de paillasse - Sulfure d'étain et de potasse - Lessive de soude - Hydroxyde de cobalt et de cadmium...
Référence	0122P00027
Diamètre	330 mm
Conditionnement	Boîte de 100

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.