



FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRODUIT

DATE 05/09/2002 • ÉDITION 08/07/2022



ARTICLE

Désignation : Blouse PP blanche taille L, XL, XXL

Référence : 4180171

CARACTERISTIQUES ET NORMES

- < Composition : Polypropylène
- < Grammage (+ - 10%) : 40 g
- < Confection : blanc, cousue, col, poignets élastiqués, pressions, 2 poches

CONDITIONNEMENT

SOUS EMBALLAGE

- < Quantité : 1 pièce
- < Type : sachet

EMBALLAGE

- < Quantité : 50 sachets
- < Type : carton

PALETTISATION

- < Variable selon commande
- < Palette perdue : 80 x 120 cm

PRECAUTION D'EMPLOI

Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle mais un article d'hygiène. Utilisation réservée aux professionnels.

GENCOD/POIDS/CODE DOUANIER

CODE DOUANIER 6210109000

	Taille L	Taille XL	Taille XXL
CODE CARTON	3701102302128	3701102302135	3701102302159
CODE SACHET	3701102302111	3701102302142	3701102302166

POIDS Brut	4 kg / carton	4 kg / carton	4 kg / carton
POIDS Net	3,5 kg / carton	3,5 kg / carton	3,5 kg /carton

(Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle).