



Désignation	SAC AUTOCLAVABLE PEHD RESISTANT A 121°C		
Application	Idéal pour l'autoclavage des boîtes de pétri, tubes, pots ou autres produits contaminés avant leur destruction		
Référence	0233224	0233221	0233240
Dimensions	400 X 600mm	400 x 780mm	500 x 800mm
Volume	14 L	21 L	33 L
Conditionnement	Liasse de 50	Liasse de 50	Liasse de 50

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0233224-0233221-0233240

Juillet 2026