



Désignation	SAC AUTOCLAVE PEHD 33L 500X800MM LIASSE DE 50	
Référence	0233240	
Conditionnement	50	
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Désignation : Sac Polyéthylène haute densité naturel - Format : 500 x 800 + 30 x 45 Microns - Code article : SHN50080045P - accessoire : Liassage - Largeur : 500 mm Tolérances : +/- 5% - Longueur : 800 mm + 30 mm Tolérances : +/- 5% - Epaisseur : Nominale 45 µ Ponctuelle +/-5% Moyenne +/-5% - Opacité : Blanchâtre - Point Vica : 127 ° - Conditionnement : Colis de 50 sacs - Identification colis : 1 étiquette - Recyclabilité : 100 % recyclable - Alimentarité : Apte contact - Stérilisable : Oui Code Douanier : 39 23 21 00 00 	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.