

FICHE TECHNIQUE

0245047

**EPROUVETTES GRADUÉES FORME HAUTE -
CLASSE B**



Réalisées selon les Normes ISO 6706 - 1981
(E) parfaitement transparentes; autoclavables, elles
peuvent être utilisées avec liquides aux températures
jusqu'à 170°C.

Parois hydrophobes et absence total de ménisque,
graduations permanentes en relief. Chimiquement plus
propres que le verre car elles ne donnent pas lieu à
cession ou absorptions chimiques.

Excellente résistance chimique; base pentagonale pour
assurer une grande stabilité.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS SELON LES NORMES SUIVANTES: • EC 10/2011

Material

PMP (TPX®)

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Tot. ml	O.D. Ø mm	h mm
1574	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315