



Certified Quality  
Management System

**GOSSELIN™**  
A Corning Brand

## FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION : Flacon carré 500ml PEHD na gradué**  
H148 Ø29, SODIUM THIO 60mg, étiqu. ve & cape attenante inviolable rg, STERILE SAL 10-3

### Caractéristiques techniques

- **Matière et couleur du flacon thiosulfate**  
PE soufflage haute densité naturel
- **Type de fermeture**  
Attenante inviolable
- **Température d'utilisation du corps secondaire**  
-80°C/+75°C
- **Assemblage**  
Monté
- **Hauteur (mm)**  
148.00
- **Longueur (mm)**  
70.00
- **Largeur (mm)**  
70.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**  
29.00
- **Capacité nominale**  
500ml
- **Graduation dans la masse**  
N/A
- **Couleur du corps secondaire**  
rouge
- **Matière du corps secondaire**  
PEBD
- **Matière du corps tertiaire**  
N/A
- **Résistance physique**  
Souple, haute résistance mécanique
- **Température d'utilisation du corps principal**  
-80°C/+120°C
- **Taille étiquette**  
33x50
- **Autoclavage du corps principal**  
N/A

### Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**  
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**  
100

■ **Nombre de sursac**

1 sursac

■ **Rangement**

rangé 100 flacons

---

**Additifs**

■ **Additif Sodium de Thiosulfate**

thiosulfate en poudre 60mg

---

**Références normatives**

■ **ISO 5667-3**

Prélèvement et stockage des échantillons d'eau

■ **ISO19458**

Qualité de l'eau - Prélèvement pour analyse microbiologique

■ **Absence de métaux lourds:**

Matière conforme à la directive CE/94/62

■ **Norme NF en 13972 février 2003**

Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale

■ **Alimentarité**

Matière conforme au règlement n° 1935/2004

■ **Basé sur la norme ISO 11 137**

N/A

■ **Marquage CE**

N/A

■ **Directive 98/79/CE**

N/A

■ **Péremption**

2 an(s)

■ **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**

STERILE SAL 10-3

---

**Précaution d'utilisation**

■ **Usage unique**

■ **Contient du thiosulfate**

ne pas rincer le flacon avant usage

■ **Conservation en température négative**

N/A

---

**Domaines d'application**

■ **Environnement**

---

**Disponibilité produit**

■ **Europe Moyen orient Afrique**

■ **Asie Pacifique**

■Amérique Latine

Grossseron