


AMMONIUM QUATERNAIRE 0-1500PPM BTE 100 BANDELETTES

Référence

0299025

- Retirez une bandelette de test du flacon en la tenant entre l'index et le pouce. Ne touchez pas la zone de test avec les doigts.
- Trempez la bandelette dans la solution à tester et retirez-la immédiatement.
- Comparez la bandelette au nuancier fourni. Il est essentiel pour la précision des résultats de lire la bandelette immédiatement (le temps d'attente maximum est de 5 secondes).



Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299025

juillet 25