

FICHE TECHNIQUE LAME ELECTRODE GROSSERON COLLECTION

Electrode de pH

Lame de poignard pour électrode Grosseron Collection



Marque : **Grosseron Collection**

Référence	Désignation
0330087	Lame de poignard pour électrode Grosseron Collection

Compatibilités :

Electrode avec poignard et mesure de température Grosseron Collection



[Agrandir l'image](#)

- > A gel

- > Adaptée à l'agro-alimentaire
- > Adaptée pour les milieux riches en protéines

Certaines électrodes ont le gel coloré en bleu pour permettre d'identifier la zone en cas de bris de la pointe.

Caractéristiques

Electrolyte : gel non renouvelable

Sonde de température NTC 30 kOhm, précision +/-0.2°C

Stockage dans KCL 3 mol

Longueur câble : 1 mètre

Marque : Grosseron Collection

Référence	Tête	Connecteur	Corps	Code couleur	Plage de température
0330082 	BNC	RCA Cinch	Inox		0 .. 60 °C
0330098 	BNC	RCA Cinch	Inox		0 .. 80 °C
0330083 	DIN	Banane 4 mm	Inox		0 .. 60 °C
0330099 	DIN	Banane 4 mm	Inox		0 .. 80 °C
0330085 	BNC	RCA Cinch	Inox		0 .. 60 °C
0330102 	BNC	RCA Cinch	Inox		0 .. 80 °C
0330086 	DIN	Banane 4 mm	Inox		0 .. 60 °C
0330103 	DIN	Banane 4 mm	Inox		0 .. 80 °C