

FICHE TECHNIQUE CABLE ELECTRODE PH

Câble pour électrode fiche S7



Agrandir l'image

Référence	Désignation	Repère	
0330094	Câble long 1 m avec fiche selon DIN 19262 (WTW, KNICK, METROHM, SCHOTT)	A	
0330095	Câble long 1 m avec fiche BNC (HANNA, JENCO, CORNING (nouveau modèle), METTLER (nouveau modèle), RADIOMETER-TACUSSEL, CRISON BASIC 20)	B	
0330106	Câble long 1 m avec fiche selon DIN renforcé	A	
0330107	Câble long 1 m avec fiche BNC renforcé	B	