



| Désignation     | BOUCHON EN OUATE DE CELLULOSE HAUTEUR 32MM                                                                                                                              |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Application     | Fabriqués en fibres de cellulose pure, ils sont perméables à l'air et stérilisables jusque 200°C. Idéal pour tout usage bactériologique. L'usage unique est recommandé. |         |
| Référence       | 0700302                                                                                                                                                                 | 0700301 |
| Diamètre haut   | 14 mm                                                                                                                                                                   | 18 mm   |
| Diamètre bas    | 8 mm                                                                                                                                                                    | 13 mm   |
| Conditionnement | 1000                                                                                                                                                                    | 1000    |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT 0700302-0700301

Juillet 2026