



Désignation	BOUCHON EN OUATE DE CELLULOSE HAUTEUR 37MM
Application	Fabriqués en fibres de cellulose pure, ils sont perméables à l'air et stérilisables jusque 200°C. Idéal pour tout usage bactériologique. L'usage unique est recommandé.
Référence	0700305
Diamètre haut	18 mm
Diamètre bas	10 mm
Conditionnement	1000

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700305

Juillet 2026